

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

点击咨询



JY92-2D细胞破碎仪使用手册

超声波细胞粉碎机，又名超声波破碎仪，超声波乳化机，是一种利用超声波在液体中产生空化效应的多功能多用途仪器；JY92-2D细胞破碎仪使用手册能用于多种动植物病毒细胞细菌及组织的破碎，同时可用来乳化分立匀化提取消泡清晰纳米材料的植被分散及加速化学反应等。超声波细胞粉碎机是一种利用强超声在液体中产生空化效应，对物质进行超声处理的多功能多用途的仪器，能用于多种动植物细胞病毒细胞的破碎，同时可用来乳化解分离提取消泡脱气清洗及加速化学反应等等。

被广泛应用于生物化学微生物学药物化学表面化学物理学动物学农学制药等领域的教学科研及生产。变幅杆可根据不同的破碎量进行选配，一般破碎量在ml以下时选配中；5ml时选配；0ml时选配；-4ml时选配0；00ml以上选配5。注意：变幅杆插入液面在-2mm之间，样品多时，变幅杆末端离容器底部最好大于20mm，严禁在变幅杆末端没有插入液体时空打。用专用的电源线连接发生器背面的电源输入接口（VACHz），把换能器组件的信号输入接口与发生器的信号输出接口连接，把温度传感器连接到温度计接口，把换能器组件插入隔音箱顶部中间的专用孔内，把被破碎的物质放置在隔音箱的升降台上，把升降台上升至变幅杆浸入溶液20-30mm。· 数据设定或查询：用户在使用时，可根据前次设定的数据直接启动（掉电自动保存设置数据），也可重新设定：间隙时间（S）超声时间（S）全程时间（min）和保护温度（）。（在设定过程中，连续两次按键的间隔应小于

秒，否则机器会跳出设定程序）设定方法如下：按设定键，显示窗A显示-I，进入间隔时间设定状态，此时显示窗C所显示的是原始数据，如需重新输入数据则按置数键（、14、1此时间单位为秒），置数完后再按功能键进入下一个功能设定。

使用手册

当由于外部信号出现故障或出现保护的情况时，则保护指示灯亮，仪器停止工作，此时提示工作人员排除故障，待排除故障后，按保护复位键恢复正常工作。 . 简易操作：按设定键按功能键按置数键（间隔时间设定）按功能键按置数键（超声时间设定）按功能键按置数键（全程时间设定）按功能键按置数键（温度设定）按设定键结束。（ W, W）. 变幅杆选择开关的使用变幅杆选择开关是用来匹配不同规格的变幅杆与发生器的频率，阻抗的一致性，如换能器组件的频率与发生器的阻抗不一致时超声波就不能工作。

JY系列新仪器或新配变幅杆时，选择开关应打在对应的位置，当变幅杆磨损后可拨动开关至超声工作正常为止，此时档位与变幅杆规格不一定对应。 . 功率表显示的数值与电压变幅杆插入液面深度及负载与被破碎样品的浓度稠度有关，电压低于V，变幅杆插入液面较深，负载浓度较大，显示数值可能要稍小，反之稍高（此数据为模拟参数，显示值的大小不影响超声波发射的实际功率）。 . 在超声破碎时，由于超声波在液体中起空化效应，使液体温度会很快升高，用户对各种样品的温度要多加注意。

细胞破碎仪

. 实践表明：短时间的多次工作，工作时间-秒，间隙时间-秒，比连续长时间工作的效果要好，为防止液体发热，可设定较长的间隙时间。

左手拿小扳手，右手拿大扳手，双手同时用力，向下拧松：左手拿大扳手，右手拿小扳手，双手同时用力，向下拧为紧。如调换变幅杆时，若mm螺丝带在变幅杆上，将螺丝拧出，然后将螺丝拧到/在换能器上，再将所需的变幅杆拧上，必须拧紧。

带D型号均带有温度控制，所有机型都可选配低温循环泵，也可根据客户的要求定做多种频率段（KHz，KHz，KHz，KHz，KHz，KHz，KHz）及功率段（W-00W）的超声波破碎设备。十开箱清单：超声波发生器一台换能器组件一套隔音箱一只温度探头（带D选配）一只升降台一套电源线一根保险丝两只使用说明书一份保修卡一份合格证一份关注本网官方微信，随时阅权威资讯。该机已被广泛应用于生物化学微生物学药物化学表面化学物理学动物学等领域的教学科研生产，目前在美国韩国香港台湾等实验室也有产品应用。二JY-111DN型技术参数：工作频率：-KHz；超声功率：のねぬにななさぬねせおかくワンポイントチェックをご?いただけます。トラブルせおかなさぬねのさしみぬねせおかくけこけきい-W可调；随机变幅杆：Phi；；可选配变幅杆：Phi;Phi；，Phi；，Phi;1,Phi；；破碎容量：0.-ml；温度保护：样品温度至0；；占空比：-%；电源：0V/1V，0Hz/0Hz；电源尺寸及净重：00mm，1.1kg；主机净重：1.kg；外包装尺寸：mm。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/ptsb/GKMzJY0xzvB.html>