

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

点击咨询



大容量粉碎机

有效期大容量粉碎机还剩0天举报该信息一概述：最新产品！容量大，马力强劲！原理：RT-2实验室大容量高速粉碎机是利用粉碎刀片高速旋转撞击来实现干性物料的一般性粉碎。特点：RT-实验室大容量高速粉碎机细度高，速度快，该系列机型均采用小型超高速电机，强劲的动力保证了粉碎细度和速度。RT-实验室大容量高速粉碎机安全性能好，无粉尘，损耗小，清理简便，由于该系列机型属间歇式粉碎，所以其粉碎室均为全密闭的不锈钢罐结构，保证了以上性能的实现。RT-实验室大容量高速粉碎机操控性能好，细度可任意调节，由于随时都可进行开关机操作，所以通过控制粉碎时间的长短来达到控制细度的目的。二设备参数：型号RT-电压V重量KG功率W转速r/m产量-克/次体积954mm细度-0目产地台湾粉碎槽尺寸（HDmm）mm三操作程序：RT-实验室大容量高速粉碎机在断电情况下，把干燥物料放入粉碎室，旋紧上盖。四注意事项：RT-2实验室大容量高速粉碎机粉碎的物料要干燥，含水量低于0%，含油糖分粘液质要低。五保养维护：RT-2实验室大容量高速粉碎机更换刀片方式：利用十字螺丝刀插入粉碎槽中的十字螺丝孔内，并用开口扳手将锁紧刀片的螺母依逆时针方向旋转松开更换刀片，再用螺丝刀及扳手依顺时针方向锁紧可。把机器放置在平整的地方，打开透明塑料杯盖，装好食物后，盖上杯盖，然后再接通电源，手指按住电源开关ON工作档工作，松手按键自动弹回OFF停止工作档！切勿在机器工作状态打开杯盖，如需打开，请务必先关闭电源开关，拔掉电源线。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/psj/KrjrDaRongSmSwk.html>