

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以[免费咨询](#)在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

[点击咨询](#)



进口冷冻粉碎机

液氮冷冻低温粉碎机简介：液氮冷冻低温粉碎机在对物料进行低温冷冻粉碎过程中安全可靠，一些不易粉碎的特殊物料在加入液氮后也变得很容易粉碎。

液氮冷冻低温粉碎机常规粉碎的方式介绍原理：气流式超微粉碎机是利用粉碎刀片高速旋转撞击并由空气气流旋风分离的形式来实现干性物料超细粉碎的设备。物料由投料口进入粉碎室，被高速旋转的刀片撞击粉碎，刀片的高速旋转也引起了空气气流的流动，从而把粉碎后的物料带到粉碎罐中，气流经滤袋排出，完成粉碎。特点：细度高，植物性纤维的粉碎细度可达 $100\mu\text{m}$ （D）；硬性脆性物料的粉碎细度可达 $2\mu\text{m}$ （D）；可充分满足用户对超细粉碎的需求。

设计巧，将机械式粉碎气流式粉碎的优点结合于一体，特殊结构的刀型，极大的扩展了粉碎范围，适应用户对多种物料的粉碎需求。体积小，重量轻，与该级别的其他类型粉碎机相比，大大减小了体积降低了重量，可放置于台面使用，对实验室使用的用户尤为方便。液氮冷冻低温粉碎机低温冷冻粉碎的方式针对热敏性物料高韧性物料（如塑料），本机可选配液氮罐用液氮充注到粉碎室进行低温粉碎。

使用时，按照如下步骤：a液氮出口对准投料口，启动粉碎机；b开启液氮控制开关，液氮流入粉碎罐体后，再

进行投料。

停止时，按照如下步骤：a停止投料后约半分钟至一分钟，关闭粉碎机电源；b关闭液氮控制开关；c移开液氮罐进行清理。

德国IKA分析用研磨机/小型冷冻研磨机为批量式研磨机，有2种研磨方式A冲击研磨：适合硬的脆性或无弹性的物质。粉碎头为高级不锈钢制成，使用硬度为Mhos，已经安装于研磨机内；B剪切刀头：(需单独订购)，剪切研磨柔性的纤维物质水性或胶性的物质可通过加入水，将其磨碎。A研磨杯：内部由研磨杯Tefel材质（PTFE，经玻璃纤维固化），不锈钢（）制成，极耐化学腐蚀和低温(-C)A剪切刀头。上海楚柏代理德国IKA产品进口冷冻粉碎机还有：HP系列加热板，HS系列恒温磁力搅拌器，KS系列低温摇床，RW机械搅拌器，T系列分散剂，RV旋转蒸发仪，EUROSTAR系列机械搅拌器，RCTRET系列搅拌器。举报冷冻粉碎机<http://jyfensuiji.com/>的分类是如何划分的?根据被碎料或碎制料的尺寸可将粉碎机区分为粗碎机中碎机细磨机超细磨机。根据应用范围可将粉碎机区分为塑料粉碎机饲料粉碎机秸秆粉碎机锯末粉碎机木屑粉碎机煤泥粉碎机贝壳粉碎机中药粉碎机等。根据工作原理可将粉碎机区分为箱式粉碎机气流粉碎机超微粉碎机冷冻粉碎机低温粉碎机涡轮粉碎机超细粉碎机等留言目前每人每天可以发条留言，留言最多字。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/ptsb/HxL5JinKout2sr1.html>