

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以[免费咨询](#)在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

[点击咨询](#)



符合GMP要求的超细粉碎机

性能及特点KFQ系列流化床式气流粉碎机是我公司在传统流化床式气流粉碎机和对喷式气流粉碎机的基础上设计而成的新型气流粉碎分级机，其特点：高效率喷流能的充分利用，比传统气流粉碎机提高%粉碎效率，分级机采用我公司专利技术设计而成，粒度超窄，集中呈正态分布。绿色环保低温，符合GMP要求的超细粉碎机，昆山密友药品GMP气流粉碎机，符合GMP要求的气流粉碎机药物粉体在气流膨胀工况下粉碎，不会升温，符合GMP要求的超细粉碎机适用于热敏性低熔点含糖份及有挥发性物料的超微粉碎。a通过气源三级过滤（粗过滤精密过滤除菌过滤）全系统密闭粉碎材质选用粉碎过程物料自身碰撞粉碎，以及采用特殊设计，杜绝油进入，实现粉碎物料和环境的无污染。

设备使用单位有：扬子江药业集团上海医药集团海正药业广东东阳光药业石药集团华北制药东北制药等国内数百家制药企业。本机配备筛网，筛网可以根据客户要求进行更换，当物料被粉碎到小于筛孔直径时，粉剂从筛网中出来，落入下方的集料桶内，在桶内飘扬的粉尘则通过除尘电机的作用被吸入到除尘箱内的除尘袋中过滤，空气由风机排出室外。被粉碎的物料颗粒不宜过大，如遇闷机（机器因负荷过大导致转速明显变慢或者被动地停止运转），应该马上断掉电源。超细粉碎机特点：超细粉碎机利用气流引导原理融合传统式高速粉碎机，打碎机及研磨机之优点，集三机一体的化身。超细粉碎机使用泛围广，矿物质，纤维质及稍具粘性之物

质（烘干）均能粉碎到极细粒度，如甘草，珍珠，糖尿病配方，脐剂，皮肤敷剂等。超细粉碎机直刀小弯刀大弯刀多种刀型配制，可以有效减少物料本身之性质差异造成的不利粉碎之因素，故而使用。

物料在气流粉碎室内的数个喷嘴产生的高速气流冲击下，相互碰撞相互摩擦瞬间破裂，实现超细粉碎，通过内置分级机的分算，合格产品随气流排出，进入旋风分离器除尘器收集，粗颗粒返回粉碎室继续粉碎，气体由引风机排出。a通过气源三级过滤（粗过滤精密过滤除菌过滤）全系统密闭粉碎材质选用粉碎过程物料自身碰撞粉碎，以及采用特殊设计，杜绝油进入，实现粉碎物料和环境的无污染。

符合GMP要求的超细粉碎机,'灵芝保健品超细粉碎机一．灵芝保健品超细粉碎机主要用途：本机对任何纤维状高韧性高硬度或有一定含水率的物料均可进行有效粉碎，特别符合GMP要求的超细粉碎机适用于中药细胞破壁等旨在提高药物生物利用度的粉碎要求及用常规方法无法达到要求细度的物料。二灵芝保健品超细粉碎机特点：本机应用最优化振动参数使介质产生振动冲击，并同时自转及公转，使物为得到正向冲击并同时受到高强度剪载作用，从而进行高速高能量粉碎，本机具有高效节能无污染及粉碎温度可控的特点，并可实现两种以上物料的精密混合，复合化及包覆作业。三灵芝保健品超细粉碎机工作原理：该机为卧式振动磨，物料由加料斗进入粉碎室，经振动将粉碎室内的研磨棒与物料碰撞研磨而获得粉碎，该机配有水冷却装置，可控制粉碎室内的温度，整机按GMP标准设计，采用不锈钢制造，设备在全密封状态下作业，无粉尘飞扬，无环境污染。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/xkj/oXqxFuHeeSoPZ.html>