

## 山东自动称样拍打式振筛机

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

**点击咨询**



### 山东自动称样拍打式振筛机

拍击式标准振筛机作用与原理电机带动齿轮通过同步带传动到主轴上，经齿轮变速后主轴按要求的转速转动，主轴带动偏心轮使滑板做往复运动，带动安装在滑板托盘中的试验筛左右摇动，同时主轴带动顶杆齿轮转动，变速后顶杆齿轮通过凸轮顶击顶杆，顶杆使拍锤上下拍击试验筛上盖，使得试验筛分样筛中的物料往复和上下振动，使小于试验筛筛面网孔的物料颗粒筛分进下层试验筛，如此层层筛选，使每层试验筛内只留相同粒度的物料。拍击式标准振筛机使用方法：电机转动方向必须按箭头所指方向转动（叁相电机）（因采用凸轮顶击顶杆，方向反会别住，无法转动）。检查电机转动方向方法：开机前提起顶杆，再开机，此时检查电机转动方向，如不对可将叁相中的两相交换线头后再试。

· 安装试验筛：松开托盘紧固螺丝，将托盘向下移动，装入装好物料的试验筛（分样筛标准筛），然后托起托盘至合适位置，拧紧紧固螺丝，盖好翻盖，放下锤铁后，定好时间可开机。· 设备拍击高度出厂前以调好，用户如有需要也可松开紧固螺母，调节顶杆头螺纹升高或降低至合适位置后，再将螺母背死。上下滑板加油嘴等应定期加油。可配备专用夹具，可装夹 实验筛，又可装夹 套筛，装夹方便灵活，夹紧牢固，并能自动停机。

## 山东自动称样拍打式振筛机

山东自动称样拍打式振筛机适用于普通磨料粒度组成检查超硬材料生产分级及料度组成检查，亦广泛应用于地质冶金粉体化工建工水泥医药国防等部门科研生产实验室，对物料进行筛分检测。振筛机的用途PSJ型拍击式C标准振筛机山东自动称样拍打式振筛机适用于地质冶金燃化建工水泥砂轮制造医药粉店国防等部门的实验单位和工厂实验室，对物料进行筛分之用。

工作原理：经过机械传动，将旋转运动转变为筛板的往复运动，从而使筛具亦作同步摆动，同时配以重锤的周期迫击，这样在一定震动的频率下达到筛具内物料的按网目分样之目的使用说明开机前必须加油0公斤，注意电机外壳上所示的箭头方向是否一致，禁止反转。

将装有试样的筛具置于下筛盘上，调整升降托架使筛具紧卡在筛盘与下筛盘之间五注意事项调整升降托架，启动蝶形紧螺母注意保持箱盖上平面的油膜长存以免产生锈斑。整机须安在固定位置上，减少摇动五操作使用将电机线插头插在程控器插座上，将电源线插在三相线插座上。

注意：使用时不要频繁开关机器，关机后应切断电源台湾仪器主要面向国内外为仪器仪表用户提供一站式集成供应服务,是国内最大的科学器材销售供应商。产品销往全国各地,中国北京,天津,,成都,重庆,云南,贵州,陕西,深圳,江苏,厦门,宁夏,新疆,吉林,山东。专营仪器仪表分析仪器化工仪器农林科研仪器实验仪器生物仪器医疗仪器科学仪器机电设备通用机械等产品大型的综合性仪器商务网站。她于年开始营业，销售仪器仪表产品厂家直销，价格全网最底，产品保修一年，终身维护!踏踏实实努力打造仪器仪表设备行业第一品牌!。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/ptsb/hThJShanDongC3YOk.html>