

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

点击咨询



国产井下破碎产品,国产体外碎石机

招标项目编号招标项目概况：一电子胃肠镜技术参数要求胃镜肠镜主机光源彩色，快速实时冻结，大屏幕画中画。

我院泌尿外科新购置了一台德国进口体外冲击波碎石机，经安装调试，目前已启用，该碎石机与国产碎石机相比有如下优点：定位精准，采用X线及超声双定位系统，可以定位各类阳性阴性结石，定位误差在以内。碎石效率高，德国公司掌握冲击波发生器的核心技术，采用真空电磁式波源，噪音只有国产机器的，而能量则高于国产机器的，可将结石碎至粉末状，利于排出。整机采用一体化碎石机高压充放电系统内置循环供水系统和自动排气功能夜光操作面板，专利的波源移动系统微电脑测距系统等构成，设备紧凑，集成度高，占地面积小，处于目前国内碎石机行业的领导者地位。超测距，微电脑控制，反射体相对超探头移动对焦可变角定位机构：超探头先寻找结石，反射体随之跟踪对位，操作更直观更简便。高州市人民医院碎石科李建明二十世纪七十年代，以德国多尼尔公司为代表的各研究机构和学者，对高压电在水申放电产生冲击波及冲击波的物理特性进行研究，证实了冲击波能在水申几乎无损耗地传播，穿过生物软组织时无明显衰减。随后发现利用金属椭球作反射体能使冲击波聚焦，聚焦后的冲击波瞬间有着巨大的能量，能够击碎离体肾结石，这就为实用的碎石技术奠定了基础。

请参加报价的各供应商，务必于年月日下午：前，将投标报价文件报到红河州第三人民医院（传真信函均可），逾期不候。

世纪年代，苏联学者利用水中高压放电产生的冲击波用以击碎膀胱结石，称为液电碎石术，以后，此项技术广泛为各国医学家用于治疗膀胱结石输尿管结石及肾结石，取得良好效果，惟其唯一条件是碎石的电极必须放近结石才能进行治疗，内腔镜达不到的部位则无法治疗。西门子体外震波碎石机水处理系统真空泵的国产化陈宏文沈庆贤第一军医大学南方医院仪器科,广州〔文章编号〕〔中图分类号〕〔文献标识码〕故障检查拔下负压表与分配器之间的连接管,指针回零,在表头连接处加以外力,表上指针在零到满刻度之间摆动,说明正常。

采用超线双定位系统，应用独特的超声，提供了多维定位，中心调节器能够一直监测，确保结石准确定位，并能够实时监测结石的解体过程，同时能适时调整扫描仪，做出最优的扫描，避免肋骨阴影和肠气的影响。

第二焦点冲击峰值：，第二焦点冲击波聚焦范围：径向±，轴向±；第二焦点与反射体上端口平面距离：不小于；机械传动系统最小调节精度：；焦点定位偏差：不大于；体外冲击波对模拟结石粉碎最大颗粒尺寸不大于。此次革新国产井下破碎产品,国产体外碎石机还推出了在行业内较新的破碎机产品，颚石矿破碎机近年来中国的铁矿石产量不断增长，巨大的铁矿石市场为铁矿石破碎机等行业提供了巨大的商机。

河南豫弘重型机械有限公司作为国内矿山机械行业的领跑者，一直以来都致力于研发高效武汉哪里有大米粉碎机卖武汉哪里有大米粉碎机卖长春哪有卖能磨大米的机器型家用多功能粉碎机微型单相家用多功能粉碎机，多功能粉碎机是广州欣顺机械生产加工药材及方便农民加工饲料和粮食粉碎机，特别认真真对待每一位客户，一切从客户的角度出发，为客户解决难题，做到"精，好，省"——精品，好用，省钱省心。全国到处接诊，使用过的品牌和型号太多啦，最终我发现：当一个学校一旦用心做事啦，就一定比商人更专业，更负责任，上海交大碎石是我这么多年最喜欢使用的，很多大三甲医院用的都是上海交大的，质碎石机我用了多年，进口的国产的好的坏的质量参差不齐。全国到处接诊，使用过的品牌和型号太多啦，最终我发现：当一个学校一旦用心做事啦，就一定比商人更专业，更负责任，上海交大碎石是我这么多年最喜欢使用的，很多大三甲医院用的都是上海交大的，质量确实好，碎石效果绝对是国际一流的。很多企业变着花样搞宣传，打特色宣传，总是在一些细节上说自己好实在可笑黔驴技穷要知道：碎石机的最根本的用途是安全碎石千万别被蒙蔽眼睛实在一点好我们院里共台碎石机，德国的，国产的都有，每到碎石，科室里的同事都争着用交大的，说到底，交大的碎石碎石干净，时间短，稳定性强，定位相当准确，一发击中，没钱怎么创业。这么多年，他们总是来维护，来了走啦，根本不怎么和我们说话，起初我们没觉得，这一晃很多年啦，时间可以证明，我们不得不很真诚的说，谢谢老师。

纯粹骗人其实复式脉冲简单的不能再简单哪个公司都能做到一个小时就完成啦但真正吹嘘自己复式脉冲的人都是傻子因为懂的人一看便知那是骗人的，，，，至于那姓郭的。

算啦不说啦如果我天天请你吃饭或者让你高兴让你有针对性的夸一夸某某人你也会的只可惜了很多医院的人和病人花钱也是有点冤枉的。瑞士EMS第三代超声/弹道碎石清石系统(Lithoclast?master)将气压弹道碎石超声碎石与负压吸附系统合三位一体，在粉碎结石的同时就能将结石碎屑高效地清除出体外。联合使用超声和气压弹道碎石，手术中不但能利用高效的气压弹道碎石，将结石快速粉碎，同时通过超声碎石进一步将结石碎片的体积变得更为细小，这样结石碎屑可以轻易通过中空超声探针，在超声/弹道碎石清石系统自带的负压吸引系统作用下被快速清除出体外，比单独采用气压弹道碎石或超声碎石具有更高的效率和更好的碎石效果。相较于其国产井下破碎产品,国产体外碎石机手段，手术后病人国产井下破碎产品,国产体外碎石机还需漫长的自然排石甚至服用药物排石，病人的手术时间缩短，病人不痛苦，住院时间缩短。)不开刀：经尿道输尿管治疗输尿管结石经过尿道，膀胱，到输尿管找到结石击碎并直接抽出体外，无任何伤口留下。)手术恢复快，复发率极低：手术过程中在碎石的同时独有的负压吸附系统自动对结石碎屑进行清理，排出体外，实现了见结石碎，见结石清的目标。)最大限度的保护人体相应器官：特别是在脓肾或其国产井下破碎产品,国产体外碎石机感染性状况下，可先用吸附系统将感染组织及脓水等杂质吸出，再进行碎石清石操作。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/zfj/cLRyGuoChant7y6g.html>