

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

点击咨询



diagenode上海

浏览人数：8 供应商：北京御仪都环境科技有限公司 诚信指数：点了解更多：进入公司展台使用范围：仅限科研使用，不能应用于临床生物
在线声明：以上所展示的信息由企业自行提供，内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责。

Bioruptor非接触式全自动超声破碎仪，一次可同时检测至个样品，实验效率高；无需频繁操作探头，各样品均在单独的全封闭试管中，避免交叉污染；采用 水浴超声波，能量分布均匀，超声作用完全；超声参数设置灵活，实验步骤标准化，实验重复性好，结果可靠性高。Bioruptor的巧妙工作原理Bioruptor采用在水槽底部安装超声波发生装置的设计，传统的探头超声波破碎仪，超声波引起的微流动现象只能在靠近探头的区域出现，而Bioruptor由于在水槽底部安装了超声波发生器，使水槽完全处于超声波的作用范围内，超声作用分布广泛而均衡，降低了泡沫的形成。Bioruptor在实验过程中，样品分别置于独立的全密封离心管中，样本之间不存在任何交叉污染，避免了气雾的传播，增强了实验的生物安全性。对于ml离心管的较大体系，Bioruptordiagenode上海还设计了专利的共振系统，通过插入离心管中与样品直接接触的金属棒传导超声波。这支金属棒能够反映水槽底部超声发生装置产生的超声波，增强样品的超声破碎效果，但是与传统的探头不同，金属棒不直接产生超声波，不会引起腐蚀等问题。实验效率高结果可靠重复性佳Bioruptor使实验效率显著提高，针对不同体积的样

品，Bioruptor可选择不同的适配器（adaptors）以配合相应的离心管。目前可供选择的离心管包括Eppendorf1ml管，以及Corning/Falcon1ml管等。Bioruptor用途广泛，可处理多种样品；样品体积范围大，可用于微量样品的超声；根据样品的来源和性质不同，通过预实验设置与样品性质相符的超声参数，Bioruptor可在实验中实现全自动超声，显著提高实验的重复性和结果的可靠性。

diageno上海

上海斯信生物科技有限公司，一流的atcc细胞，atcc传代细胞，sciencell细胞，sciencell原代细胞，细胞培养，细胞培养技术，原代细胞培养，动物细胞培养，植物细胞培养提供者。详细说明diagenode正牌代理-上海斯信生物科技有限公司，一流的atcc细胞，atcc传代细胞，sciencell细胞，sciencell原代细胞，细胞培养，细胞培养技术，原代细胞培养，动物细胞培养，植物细胞培养提供者。diagenode品牌介绍产品详细信息diagenode品牌介绍-<http://shijichinacom/diagenode品牌介绍>,斯信生物diagenode代理。diagenode品牌介绍ATCC/ScienCell细胞培养技术细胞培养基一流的atcc细胞，atcc传代细胞，sciencell细胞，sciencell原代细胞，细胞培养，细胞培养技术，原代细胞培养，动物细胞培养，植物细胞培养提供者。diagenode品牌介绍性能参数产品名称：非接触式全自动超声波破碎仪BioruptorPlusUCD-CHIP超声波破碎仪产品型号：UCD-产品规格：套产品产地：比利时品牌商标：Diagenode价格：询价更新时间：204--6367浏览人数：供应商：上海苑胜仪器设备有限公司诚信指数：点了解更多：进入公司展台使用范围：仅限科研使用，不能应用于临床生物在线声明：以上所展示的信息由企业自行提供，内容的真实性准确性和合法性由发布企业负责。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/scpz/T7CZD1o3CM2.html>